

Technisches Datenblatt

BINGOLD Nitril 30PLUS



Stand 27.08.2026

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	634221	634222	634223	634224
PZN	13542079	13542091	13542116	13542145
GTIN Karton	4004034634251	4004034634268	4004034634275	4004034634282
GTIN Dispenser	4004034634213	4004034634220	4004034634237	4004034634244
Gewicht	2,8 +/- 0,2 g	3,0 +/- 0,2 g	3,2 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	kobaltblau			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,07 mm +/- 5 % Handfläche: 0,05 mm +/- 5 % Stulpe: 0,05 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6,0 N Median/min 6,0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 500,0% Min. 400,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 14,0 Mpa Min. 14,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	PSA (EU) 2016/425 MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020			
	 Für alle Lebensmittel geeignet			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-9,5	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	44,0	6
Formaldehyd 37%/ T	51,0	4
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 220 mm Breite: 110 mm Höhe: 50 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 262 mm Breite: 232 mm Höhe: 232 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 15 Lage pro Palette: 8	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.