


Technisches Datenblatt

BINGOLD Nitril 50.300



Stand 27.08.2026

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	650300	650301	650302	650303
PZN	19472262	19472291	19472380	19472411
GTIN Karton	4004034006072	4004034006102	4004034006133	4004034006164
GTIN Dispenser	4004034006065	4004034006096	4004034006126	4004034006157
Gewicht	4,5 +/- 0,2 g	5 +/- 0,2 g	5,5 +/- 0,2 g	6 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, mikrotexturiert, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	blau			
Passform	beidhändig			
Länge	300 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,13 mm +/- 5 % Handfläche: 0,10 mm +/- 5 % Stulpe: 0,08 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6,0 N Median/min 6,0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 500,0% Min. 400,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 14,0 Mpa Min. 14,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		PSA (EU) 2016/425	
			MDR (EU) 2017/745	
	EN ISO 21420:2020			
	 Für alle Lebensmittel geeignet			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 Medizinprodukt Klasse I			
	 EN 421:2010 (nur radioaktive Kontamination)			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-68,1	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	30,5	2
Formaldehyd 37%/ T	9,5	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 270 mm Breite: 120 mm Höhe: 60 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 338 mm Breite: 250 mm Höhe: 282 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 10 Lage pro Palette: 6	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.