

Technisches Datenblatt

BINGOLD Vinyl 45



Stand 27.08.2026

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	604650	604651	604652	604653
PZN	19472351	19472552	19472233	19472523
GTIN Karton	4004034005952	4004034005983	4004034006010	4004034006041
GTIN Dispenser	4004034005945	4004034005976	4004034006003	4004034006034
Gewicht	4 +/- 0,2 g	4,5 +/- 0,2 g	4,8 +/- 0,2 g	5,1 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, glatte Oberfläche, puderfrei			
Material	Vinyl			
Farbe	transparent			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,08 mm +/- 5 % Handfläche: 0,08 mm +/- 5 % Stulpe: 0,06 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 3,6 N Median/min 3,6 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 300,0% Min. 300,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 11,0 Mpa Min. 11,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		PSA (EU) 2016/425	
	MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020			
	 Nicht für öl- und fetthaltige Lebensmittel geeignet			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	13,0	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	14,4	2
Formaldehyd 37%/ T	-12,1	2
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 210 mm Breite: 110 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 290 mm Breite: 230 mm Höhe: 220 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 13 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.