

A box of Nitril 3 gloves, size 7/8. The box is white with blue and pink accents. The brand name 'bingold' is visible in a blue oval. The product name 'Nitril 3' is printed in large blue letters. The size '7/8' is indicated in a blue circle. The box also features a large oval cutout showing the white nitrile glove inside.

Größe	S	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	602100	602101	602102	602103	602104
PZN	19095345	19095351	19095368	19095374	19095380
GTIN Karton	4004034003842	4004034003873	4004034003903	4004034003934	4004034004375
GTIN Dispenser	4004034003835	4004034003866	4004034003897	4004034003927	4004034004368
Gewicht	3 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g	3,8 +/- 0,2 g	4,2 +/- 0,2 g	4,6 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei				
Material	Nitril				
Farbe	violettblau				
Passform	beidhändig				
Länge	240 mm				
Breite	S	M	L	XL	XXL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm	
Wandstärke	Finger: 0,08 mm +/- 5 % Handfläche: 0,06 mm +/- 5 % Stulpe: 0,05 mm +/- 5 %				
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:		Median/min 6,0 N Median/min 6,0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:		Min. 500,0% Min. 400,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:		Min. 14,0 Mpa Min. 14,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019 EN 16523-1:2015+A1:2018 PSA (EU) 2016/425 MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020  Für alle Lebensmittel geeignet  EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B  EN ISO 374-5:2016  Medizinprodukt Klasse I				

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-68,1	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	30,5	2
Formaldehyd 37%/ T	9,5	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 224 mm Breite: 120 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 285 mm Breite: 250 mm Höhe: 234 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 12 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
 A SUND GROUP COMPANY
 Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
 Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
 info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
 Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
 Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.