

Technisches Datenblatt

BINGOLD Latex 50PLUS



Stand 26.08.2026

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	604217	604218	604219	604220
PZN	13541967	13541973	13542004	13542010
GTIN Karton	4004034064171	4004034064188	4004034064195	4004034064201
GTIN Dispenser	4004034422179	4004034422186	4004034422193	4004034422223
Gewicht	4,5 +/- 0,2 g	5,1 +/- 0,2 g	5,6 +/- 0,2 g	6,1 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, mikroangeraute Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Latex			
Farbe	natur			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,08 mm +/- 5 % Handfläche: 0,08 mm +/- 5 % Stulpe: 0,08 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6,0 N Median/min 6,0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 650,0% Min. 500,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 18,0 Mpa Min. 14,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		PSA (EU) 2016/425	
			MDR (EU) 2017/745	
	EN ISO 21420:2020			
	 Für alle Lebensmittel geeignet			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-72,4	4
Wasserstoffperoxid 30%/ P	-64,1	6
Formaldehyd 37%/ T	-81,7	6
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 240 mm Breite: 122 mm Höhe: 65 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 340 mm Breite: 250 mm Höhe: 249 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 10 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
 A SUND GROUP COMPANY
 Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
 Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
 info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
 Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
 Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.