

Technisches Datenblatt

BINGOLD Nitril 35



Stand 26.08.2026

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	602200	602201	602202	602203
PZN	19472397	19472405	19472368	19472279
GTIN Karton	4004034003965	4004034003996	4004034004023	4004034004054
GTIN Dispenser	4004034003958	4004034003989	4004034004016	4004034004047
Gewicht	3 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g	3,8 +/- 0,2 g	4,2 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	schwarz			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0,08 mm +/- 5 % Handfläche: 0,06 mm +/- 5 % Stulpe: 0,05 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung: Nach Alterung:	Median/min 6,0 N Median/min 6,0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 500,0% Min. 400,0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung: Nach Alterung:	Min. 14,0 Mpa Min. 14,0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019 EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		PSA (EU) 2016/425	
	MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020			
	 Für alle Lebensmittel geeignet			
	EN ISO 374-1:2016+A1:2018*Type B  KPT EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	EN ISO 374-5:2016  VIRUS EN ISO 374-5:2016			
	MD Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-36,4	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	37,5	2
Formaldehyd 37%/ T	-5,3	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 220 mm Breite: 110 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 290 mm Breite: 230 mm Höhe: 230 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 13 Lage pro Palette: 8	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Victoriaallee 1 · 22143 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 • Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.